

Efterårstilbud

på PCR og Real Time PCR udstyr
fra Biometra

In Vitro



Biometra

Se vores gode tilbud her!





Analytik Jena har gennem de sidste 30 år, været en af verdens mest innovative producenter af PCR-produkter. Pålidelig kvalitet samt ideelle forhold mellem pris og ydelse, kendetegner disse produkter.

**SPAR
50%**



BIOMETRA TOne


Optimal amplification performance

Tilbud kr. 22.100,-

BM-846-2-070-311 | listepriis kr. 44.200,-

- ✓ 96-brønds blok, med mulighed for gradient
- ✓ Fremragende hastighed ved opvarmning og afkøling ved hurtige protokoller
- ✓ Ensartet temperatur der giver reproducerbare resultater

Oplev brugervenligheden på TAdvanced og Trio



Technology
Quality
Innovation
analytikjena



BIOMETRA TAdvanced

High-performance thermal cycler

Tilbud kr. 31.500,-

BM-846-2-070-211 | listepriis kr. 58.800,-

- ✓ Quick Block Exchange: nem og hurtig udskiftning mellem 12 forskellige blokke
- ✓ Lydsvag: max. 45 dB
- ✓ Hurtigst ramping, super nøjagtig, overlegen temperaturregulering af blokkene.
- ✓ Linear Gradient Tool (LGT): For nem gradient programmering

**SPAR
46%**



Læs meget mere om din Thermal cycler - klik her

BIOMETRA TRIO

Triple Powered PCR thermal cycler

Tilbud kr. 48.900,-

BM-846-2-070-723 | listepriis kr. 90.925,-

- ✓ Tre uafhængige prøveblokke giver fleksibilitet
- ✓ Lydsvag: (max. 45 dB)
- ✓ High Performance Smart Lid (HPSL): Defineret trykstyring som giver højt reproducerbare resultater
- ✓ TOS-teknologi til bestemmelse af den optimale temperatur
- ✓ Individuelle indstillinger for hver bruger
- ✓ Hurtigst ramping, super nøjagtig, overlegen temperaturregulering af blokkene.



**SPAR
46%**



REAL-TIME PCR MED GRADIENTFUNKTION

qTOWER³ G touch fra Biometra

Tilbud kr. 157.500,-

BM-844-00556-2 | listepriis kr. 278.600

- ✓ Inkl. 5 farvemoduler
- ✓ Standalone device - virker uden PC tilknytning
- ✓ 10" farvet touch skærm & qPCRsoft system
- ✓ Termisk blok og detektionsmodul til kvantitativ real-time PCR
- ✓ Sølvblok med guld-coating
- ✓ Opvarmer 8°C/sek - køler 6°C/sek
- ✓ Time inc/dec: ±1 til 240 sek/cycle
- ✓ Multipleksing (op til 6 forskellige prober)

**SPAR
43%**



Få alle detaljer om qTOWER³ foræret på kun 5 min

Download pdf med produktspecifikationer

